



Neu



Laden



Extras



Scan



Modellier



Mehr



Speichern



Schließen



bunte Kästchen 8x8px machen:
neue Farbcodes: Heute: d2f1e8, Woche 79d6bb, Monat 1fba8e

Text ändern (auch in EN)

Wenn man die gelöschten anzeigen lässt, dann ändern sich 2 Buttons in „Recover“ und „Destroy“

AUFTRAG LADEN

In Auftragsliste suchen

Patienten

Kunden

Techniker

Filtern nach Datum und Projekte

Jederzeit

Heute

Woche

Monat

Alle

Importierte

Lokale

Gelöschte

Anderungsdatum	Auftragsnr.	Patient	Kunde	Techniker	Projekt	Projekt
<div></div> 05/09/2014 11:12	171-2424-01	Willi Tratter	Vorname Nachname	Vorname Nachname	Importiert	<div></div> <div></div> <div></div>
<div></div> 02/09/2014 13:17	140-2721-02	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Lokal	<div></div> <div></div> <div></div>
<div></div> 22/08/2014 08:30	120-2424-01	Vorname Nachname 2	Vorname Nachname 2	Vorname Nachname 2	Gelöscht	<div></div> <div></div> <div></div>
<div></div> 05/09/2014 11:12	171-2424-01	Vorname Nachname	Vorname Nachname	Vorname Nachname	Importiert	<div></div> <div></div> <div></div>
<div></div> 05/09/2014 13:17	140-2721-02	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Lokal	<div></div> <div></div> <div></div>
<div></div> 22/08/2014 08:30	120-2424-01	Vorname Nachname 2	Vorname Nachname 2	Vorname Nachname 2	Gelöscht	<div></div> <div></div> <div></div>
<div></div> 29/08/2014 11:12	171-2424-01	Vorname Nachname	Vorname Nachname	Vorname Nachname	Importiert	<div></div> <div></div> <div></div>
<div></div> 02/09/2014 13:17	140-2721-02	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Lokal	<div></div> <div></div> <div></div>
<div></div> 02/09/2014 13:17	140-2721-02	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Lokal	<div></div> <div></div> <div></div>


Importieren

Abbrechen

Auftrag laden

Bei Klick darauf kommt eine Abfrage. Siehe nächste Seite.

VORSCHAU





Neu



Laden



Extras



Scan



Modellier



Mehr



Speichern



Schließen



Kannst du hier ein x zum schlie0en machen?
Ansonsten 4 Buttons untereinander machen, mit Abbrechen.

AUFTRAG LADEN

In Auftragsliste suchen

Patienten

Kunden

Techniker

Filtern nach Datum und Projekte

Jederzeit

Heute

Woche

Monat

Alle

Importierte

Lokale

Gelöschte

Änderungsdatum	Auftragsnr.	Patient	Kunde	Techniker	Projekt	Projekt
05/09/2014 11:12	171-2424-01	Willi Tratter	Vorname Nachname	Vorname Nachname	Importiert	
02/09/2014 13:17	140-2721-02	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Lokal	
22/08/2014 08:30	120-2424-01	Vorname Nachname 2	Vorname Nachname 2	Vorname Nachname 2	Lokal	
05/09/2014 11:12	171-2424-01	Vorname Nachname	Vorname Nachname	Vorname Nachname	Lokal	
05/09/2014 13:17	140-2721-02	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Lokal	
22/08/2014 08:30	120-2424-01	Vorname Nachname 2	Vorname Nachname 2	Vorname Nachname 2	Lokal	
29/08/2014 11:12	171-2424-01	Vorname Nachname	Vorname Nachname	Vorname Nachname	Lokal	
02/09/2014 13:17	140-2721-02	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Lokal	
02/09/2014 13:17	140-2721-02	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Lokal	

What do you want to import?

Import dental project

Import iTero project

Import Trios project

Cancel import


und evtl. „cancel-24px.xaml“

Importieren

Abbrechen

Auftrag laden

VORSCHAU





Neu



Laden



Extras



Scan



Modellier



Mehr






Speichern



Schließen



VORSCHAU



AUFTRAG LADEN

In Auftragsliste suchen

Patienten

Kunden

Techniker

Filtern nach Datum und Projekte

Jederzeit

Heute

Woche

Monat

Alle

Importierte

Lokale

Gelöschte

Änderungsdatum	Auftragsnr.	Patient	Kunde	Techniker	Projekt	Projekt
05/09/2014 11:12	171-2424-01	Willi Tratter	Vorname Nachname	Vorname Nachname	Importiert	
02/09/2014 13:17	140-2721-02	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Lokal	
22/08/2014 08:30	120-2424-01	Vorname Nachname 2	Vorname Nachname 2	Vorname Nachname 2	Importiert	
05/09/2014 11:12	171-2424-01	Vorname Nachname	Vorname Nachname	Vorname Nachname	Importiert	
05/09/2014 13:17	140-2721-02	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Lokal	
22/08/2014 08:30	120-2424-01	Vorname Nachname	Vorname Nachname	Vorname Nachname	Lokal	
29/08/2014 08:12	171-2424-01	Vorname Nachname	Vorname Nachname	Vorname Nachname	Lokal	
02/09/2014 13:17	140-2721-02	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Lokal	
02/09/2014 13:17	140-2721-02	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Vorname Nachname 1	Lokal	

Warning!

You are going to delete current job from the database.
Would you like to delete also construction data etc. from your drive?



Yes

Delete job from the database and construction data from your hard drive



No

Delete job from the database and keep construction data on the hard drive



Candel

Abort removal of current job

Warning!


You are going to delete current job from the database.
Would you like to delete also construction data etc. from your drive?

Yes

'Yes' - to delete job from the database and construction data from your drive

No

'No' -to delete job from the database and to keep construction data on the hard drive



Import



Abbrechen



Auftrag laden



Neu



Laden



Extras



Scan



Modellier



Mehr




Speichern



Schließen



BEHANDLUNG DES PATIENTEN LAIKA ARCHOR



- Reduced crown
- Bite splint (missing tooth)
- Provisional pontic

Zahnfarbe ändern

Ausgewählte Zahnfarbe: A1

„Ausgewählte Zahnfarbe: A1“ ist ein Button (180x32px, bei mouseover kommt die graue outline). Bei Klick darauf siehe nächste Seite.

AUFTRAG

Auftrags-Nr.

456-17-02

Abstand 25px

Kunde

Default Irgendwas

456

Abstand 15px

Patient

Laika Anchor

456-17

Abstand 15px

Techniker

Irgendein Name

17

Abstand 25px

Notizen

tenis conse solor simporro eicid queCiet aborum isimint fac-
cusantio intis rest exces que ni atiundam, quatur aut aliquat
es nima pro maios et ipis errorio rpostiori tem quissimpore
eum, ulparum et ut ventur? Am, omniet lacepe solorias sunt
et optae voluptis accumquatur aperchil inis et facessim ipsar
ulles as et, cullant vid quidelendis idiam fuga. Nam audandan

FOTOS UND DATEN DIESES PATIENTEN

<

Drag and drop your
PICTURES in this area

>

<

Drag and drop your
DATAS in this area

>

S

M

F

Ordner öffnen



Neu



Laden



Extras



Scan



Modellier



Mehr



Speichern



Schließen



Alles andere ist ausgegraut, nur mehr dieses Fenster ist aktiv.

Durch Doppelklick auf eine Zahnfarbe oder durch Klick auf „Anwenden“ untn wird die Farbe übernommen.
Buttonhöhe: 32px, horizontale und vertikale Abstände: 10px.

Farben: siehe nächste Seite
mouseover: graue outline
ausgewählt: archiv-grüne outline

AUFTRAG

Auftrags-Nr.

456-17-02

Kunde

Default Irgendwas456

Patient

Laika Anchor456-17

Techniker

Irgendein Name17

Notizen

tenis conse solor simporro eicid queCiet aborum isimint fac-
cusantio intis rest exces que ni atiundam, quatur aut aliquat
es nima pro maios et ipis errorio rpostiori tem quissimpore
eum, ulparum et ut ventur? Am, omniet lacepe solorias sunt
et optae voluptis accumquatur aperchil inis et facessim ipsam,
ulles as et, cullant vid quidelendis idiam fuga. Nam audandam

FOTOS UND DATEN DIESES PATIENTEN

<

Drag and drop your
PICTURES in this area

>

<

Drag and drop your
DATAS in this area

>

S

M

F

Ordner öffnen

ZAHNFARBE AUSWÄHLEN

A1	A2	A3	A3,5	A4
B1	B2	B3	B4	
C1	C2	C3	C4	
D2	D3	D4		

Abbrechen

Anwenden

Colour Codes:

A1	A2	A3	A3,5	A4
hex# cab5a7	hex# c7a88f	hex# c6a686	hex# c79d71	hex# be9269
B1	B2	B3	B4	
hex# c9b7a9	hex# c8ac96	hex# c8a67d	hex# c7a076	
C1	C2	C3	C4	
hex# c1a892	hex# bea184	hex# bd9b7a	hex# b18663	
D2	D3	D4		
hex# c2a28e	hex# c7a689	hex# c6a780		